



Manual para el uso del Gel blanqueante WHITE bite

Los geles de blanqueamiento dental White bite 8, White bite 10, White bite 16, contienen peróxido de carbamida al 8%, 12% y 16% respectivamente. Tienen un **PH neutro**. Consiguen unos resultados de **blanqueamiento óptimo en dientes naturales**, evitando alteraciones químicas o morfológicas en la superficie del esmalte. Su efecto es visible entre 1 y 3 meses, involucrando al paciente con su rutina de higiene dental.

El **peróxido de hidrógeno** liberado (agua oxigenada) tiene un conocido efecto antiséptico. La liberación de peróxido de hidrógeno es de 2,26% para **WHITE bite 8**, de 3,51% para **WHITE bite 12** y, de 4,23 % para **WHITE bite 16**. El dentista puede considerarlo para establecer el tratamiento completo del paciente.

La primera aplicación de cualquier ciclo de **blanqueante** la hace el **dentista**. Posteriormente, el paciente completa el ciclo de **blanqueamiento** en casa. Es necesario proporcionar al paciente las férulas dentales personalizadas.



Un envase contiene 50 ml de gel.



Manual para el uso del Gel blanqueante WHITE bite

Cuando el paciente está en casa debe:

1. **Cepillar los dientes** y usar la **seda dental** por los dientes antes de colocar la férula.
2. La dosis a administrar por férula es de 1 ml. de **gel blanqueante**, se consigue presionando la parte superior del envase hacia abajo, lentamente, hasta el tope. Acercarla salida del dosificador a la férula de forma que el producto se deposite a la largo de las paredes internas de las férulas.
3. Colocar las férulas con el gel en la boca, sin apretar la férula al insertarla.
4. Eliminar el exceso de material de la encía o tejido con un **cepillo dental**, o un bastoncillo.
5. Tras el tratamiento, retirar la férula y cepillar los **dientes**.
6. Limpiar las férulas con un **cepillo dental** y un poco de dentífrico, enjuagarlas antes de guardarlas en su funda.
7. Repetir el tratamiento con el **gel WHITE bite**, hasta que finalice el programa prescrito por su **dentista**.
8. Lavar sus manos si quedan restos de producto durante la aplicación.



**iiiiiiNo comer o beber o fumar
mientras esté usando la férula!!!!**

